

RAPD 引子合成報告

基本資料

Oligo ID： C-05

每管含量：**0.5** OD₂₆₀

純化方式：**PAGE**

序列資料：

A=2, T=1, G=3, C=4
GATGA CCGCC

分析資料

鹼基數：**10**

分子量：**3013.01**

GC 含量(%)：**70**

Tm 值(°C)：**34**

溶解速算

1 OD₂₆₀ 的引子莫爾數(nmole)：**10.95**

1 OD₂₆₀ 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)：**109.5**

1 OD₂₆₀ 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)：**109.5**