

## RAPD 引子合成報告

### 基本資料

**Oligo ID : G-03**

每管含量：**0.5** OD<sub>260</sub>

純化方式：**PAGE**

序列資料：

**A=2, T=1, G=2, C=5**  
**GAGCC CTCCA**

### 分析資料

鹼基數：**10**

分子量：**2972.98**

GC 含量(%)：**70**

Tm 值(°C)：**34**

### 溶解速算

1 OD<sub>260</sub> 的引子莫爾數(nmole)：**11.1**

1 OD<sub>260</sub> 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)：**111**

1 OD<sub>260</sub> 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)：**111**