

## RAPD 引子合成報告

## 基本資料

Oligo ID： G-04

每管含量： 0.5 OD<sub>260</sub>

純化方式： PAGE

序列資料：

A=1, T=3, G=4, C=2  
AGCGT GTCTG

## 分析資料

鹼基數： 10

分子量： 3059.04

GC 含量(%)： 60

Tm 值(°C)： 32

## 溶解速算

1 OD<sub>260</sub> 的引子莫能數(nmole)： 107.91 OD<sub>260</sub> 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)： 107.91 OD<sub>260</sub> 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)： 107.9