

## RAPD 引子合成報告

### 基本資料

**Oligo ID： H-02**

每管含量：**0.5** OD<sub>260</sub>

純化方式：**PAGE**

序列資料：

**A=2, T=2, G=4, C=2**  
**TCGGA CGTGA**

### 分析資料

鹼基數：**10**

分子量：**3068.06**

GC 含量(%)：**60**

Tm 值(°C)：**32**

### 溶解速算

1 OD<sub>260</sub> 的引子莫爾數(nmole)：**107.6**

1 OD<sub>260</sub> 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)：**107.6**

1 OD<sub>260</sub> 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)：**107.6**