

## 引子合成報告

## 基本資料

Oligo ID : M13R (16Mer)

生產編號：5900029138

純化方式：PAGE

交貨總量：1 OD<sub>260</sub>每管含量：1 OD<sub>260</sub>

序列資料：

AACAG CTATG ACCAT G

## 分析資料

鹼基數：16

分子量：4874.2

GC 含量(%)：43.8

Tm 值(°C)：40.8

## 溶解速算

1 OD<sub>260</sub> 的引子莫能數(nmole)：6.771 OD<sub>260</sub> 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)：67.71 OD<sub>260</sub> 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)：67.7